


Tutoriel pas à pas pour baigner ou calmer le nourrisson...

L'utilisation de l'enveloppe d'apaisement lilititi est facile, il vous suffit simplement de réaliser les 3 ou 4 étapes suivantes pour envelopper votre nouveau-né.

(Prévoir avant première utilisation un lavage à 40°)





①

Placer l'enveloppe en toute **sécurité** sur une surface plane et confortable et déplier la bavette vers le bas.

②

Positionner le bébé dans l'enveloppe face à vous, la tête vers le haut et à l'**extérieur** de l'enveloppe. Les jambes repliées entrent en premier dans la poche inférieure, les bras sur le torse, les mains naturellement vers la bouche (position fœtale).





③

Remonter la bavette sur l'enfant en la bordant sur chacune de ses épaules.


La tête doit rester impérativement libre et à l'**extérieur** de l'enveloppe. Contenir légèrement le bébé pour l'apaiser.

④

Uniquement dans le bain*

Dégager le bras qui sert de **maintien** à la personne qui donne le bain (**position de sécurité** : pince entre le pouce et l'index sous l'aisselle du nouveau-né).

*température de l'eau n'excédant pas 37°C



Votre nouveau-né est prêt pour un moment d'apaisement ou pour un bain enveloppé.

L'enveloppe d'apaisement lilititi est conçue en coton issu de l'agriculture biologique, douce (coton peigné), souple, malléable et élastique, elle est sans risque pour votre enfant... (aucune fermeture, bouton, agrafe, pression, velcro, ...).

Elle se lave à 40° et sèche rapidement en 8/10 heures.

lilititi.com

